

Leke, Anti-Aging, Cilt Sıkılaştırma AKILLI BAŞLIKLAR

XEO™




Limelight

- * Vasküler ve Pigmente lezyonların tedavisinde, FDA onaylı
- * 520 - 1100 nm
- * Oto filtre teknolojisi sayesinde filtre değiştirmeniz gerekmez
- * Telenjektazi, Diffuse redness
- * Pigmente lezyonlar, Solar Lentigo
- * Ayarlanabilir soğutma
- * Pazardaki en güçlü ve hızlı cihaz
- * 30 J/cm², 2 Hz, 10 x 30 mm spotsize



Öncesi ve Sonrası



Titan LX

YENİ

- * FDA onaylı, Kendini ispatlamış en güvenli cilt sıkılaştırma metodu
- * ABD'nin en çok satan cilt sıkılaştırma metodu
- * 65 J/cm², 10 x 30 mm spot size
- * 1100 - 1800 nm
- * 5 seneyi aşkın, Onlarca bilimsel ispat



Öncesi ve Sonrası



Prowave LX

YENİ

- * FDA onaylı, Epilasyon
- * 770-1100 nm
- * Oto filtre teknolojisi sayesinde filtre değiştirmeniz gerekmez
- * Pazardaki en güçlü cihaz 35 J/cm²
- * Ortalama bir sırt epilasyonu 15 dakika; tüm bacak ise 10 dakika
- * Krem gerektirmez



Öncesi ve Sonrası



Laser Genesis

- * FDA onaylı, kırışıklık ve cilt gençleştirme
- * Rozasea
- * 1064 nm, 40 J/cm², 10 Hz
- * Kontakt soğutucu
- * Türkiye pazarında onlarca referans



Öncesi ve Sonrası



Andromed